	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Gianfranco Avveduto	RAQ	GIANFRANCO AVVEDUTO 12.10.2026 15:11:46 GMT+02:00
VERIFICA	Alessandro Terreni	RP	ALESSANDRO TERRENI 12.10.2026 15:15:56 GMT+02:00
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	PEZZATI PAOLA REGIONE TOSCANA 12.10.2026 15:18:45 GMT+02:00

MARCATORI CARDIACI

Descrizione prodotto

Il materiale di controllo, in forma liofila, è preparato a partire da siero umano.
La Ditta fornitrice attesta che i materiali sono negativi ai test di ultima generazione per la ricerca dell'HBsAg, dell'Ab anti-HCV e dell'Ab anti-HIV.
Si raccomanda tuttavia di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

Conservazione

Il materiale nella confezione integra, se conservato a +2/+8 C°, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Trattamento materiali

Mantenere i flaconcini a temperatura ambiente per 30 minuti.
Aggiungere 1.0 mL di acqua distillata a temperatura ambiente.
Lasciare riposare 15-20 minuti.
Miscelare per inversione capovolgendo delicatamente il flacone evitando di produrre schiuma.
Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti riguardanti i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti.

Stabilità dopo ricostituzione

Gli analiti TROPONINA T e TROPONINA I devono essere tassativamente analizzati entro un'ora dalla ricostituzione.
Per tutti gli altri analiti vale quanto riportato nella seguente tabella:

temperatura ambiente	8h
+2/+8 C°	7 gg
-20 C°	1 mese