	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Gianfranco Avveduto	RAQ	GIANFRANCO AVVEDUTO 11.11.2026 10:19:13 GMT+01:00
VERIFICA	Alessandro Terreni	RESPONSABILE PRODUZIONE	ALESSANDRO TERRENI 11.11.2026 11:05:52 GMT+01:00
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	PEZZATI PAOLA REGIONE TOSCANA 11.11.2026 11:18:11 GMT+01:00

VES
(VELOCITÀ DI ERITROSEDIMENTAZIONE)

Descrizione prodotto

Il materiale di controllo si presenta in forma liquida; è preparato da eritrociti umani stabilizzati in un mezzo conservante.
La Ditta fornitrice attesta che i materiali sono negativi ai test di ultima generazione per la ricerca dell'HBsAg, dell'Ab anti-HCV, dell'Ab anti-HIV, Ab anti Treponema, PCR HIV-RNA e HCV- RNA.
Si raccomanda tuttavia di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

Conservazione

Conservare in posizione verticale a 2-8 C° al riparo della luce. Non congelare.
Il materiale nella confezione integra è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Trattamento materiali

ATTENZIONE: **è della massima importanza che il contenuto del boccettino sia a temperatura ambiente e miscelato accuratamente.**

- Portare a temperatura ambiente il contenitore prima dell'uso.
- Procedere alla miscelazione risospendendo il prodotto del flacone per inversione e assicurandosi che tutte le emazie risultino risospese: non deve essere evidente alcun pellet.
- Evitare movimenti bruschi, e formazione di schiuma.
- NON USARE IL VORTEX.

Una volta risospeso tutto il materiale, utilizzare la tipologia di provetta prevista dal protocollo del laboratorio partecipante, in accordo con le istruzioni della ditta produttrice dello strumento.

- In caso di utilizzo di provette VES con anticoagulante liquido, mantenere l'anticoagulante e assicurarsi di agitare per inversione accuratamente la provetta prima dell'uso.
- Nel caso di procedura manuale seguire le indicazioni del produttore, mantenendo l'attenzione alla fase di risospensione delle emazie.

Il materiale non è compatibile con strumenti Test 1 Alifax (SIRE Analytical Systems).
Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti riguardanti i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti.

Stabilità dopo apertura del flacone

temperatura ambiente	/
2-8 C°	5
-20 C°	/