



	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Del Bravo/Pieraccini	TSLB	02/12/2020
VERIFICA	Gianfranco Avveduto	RAQ	02/12/2020
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	02/12/2020

Droghe Screening – Droghe Conferme

Descrizione prodotto

Campioni di urine allo stato liquido, di origine umana, pronti per l'uso.
Si raccomanda di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

Conservazione

Il materiale nella confezione integra, se conservato a +2/+8 C°, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Trattamento materiali

Mantenere i flaconcini a temperatura ambiente per 30 minuti.
Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti riguardanti i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti.

Stabilità dopo apertura del flacone

temperatura ambiente	/
+2/+8 C°	7 gg
-20 C°	no