



V.E.Q. HPV SCREENING

	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Alessandro Terreni	RESPONSABILE PRODUZIONE	19/05/2020
VERIFICA	Gianfranco Avveduto	RAQ	19/05/2020
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	19/05/2020

HPV Screening

Descrizione prodotto

Materiale costituito da pool di campioni clinici di cellule cervicali conservate in Preservcyt solution (reagente a base di metanolo utilizzato come mezzo antibatterico e per la conservazione dei campioni ginecologici).

Secondo i test effettuati il materiale risulta essere classificato nel gruppo di rischio 1 secondo il D.Lgs 81/08.

Si raccomanda tuttavia di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

Conservazione

Il materiale deve essere mantenuto a temperatura ambiente (15°-30°C) fino al momento dell'utilizzo ed è stabile per 90 giorni..

Trattamento materiali

Processare come un campione biologico incognito utilizzando per ogni fase analitica e preanalitica la procedura del test usato per il dosaggio dei campioni clinici.

Stabilità dopo apertura del flacone

temperatura ambiente	3 mesi
2-8 C°	/
-20 C°	/